

Campylobacter supplement

CCDA Supplement, lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci *Campylobacter jejuni*, *C. coli* a *C. laridis*

- Amphotericin redukuje růst kvasinek a plísní, zatímco Cefoperazone inhibuje Enterobacteriaceae

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H334-H317

Použití: Obsah 1 ampule rozpustit v 5 ml sterilní destilované vody a přidat k 500 ml vyklávaného Campylobacter agaru ([R.5756.1](#))

Teplota skladování: +4 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 ampulí	sklo	R.4857.1