


Candida Chromo-Agar

Selektivní médium pro izolaci a rychlou identifikaci kvasinek rodu *Candida*

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H351
pH:	6,1 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu; 20 g glukózy; 0,5 g chloramfenikolu; 0,4 g chromogenní směsi; 15 g agaru
Aplikace:	45,9 g na 1 l agaru



A: *Candida albicans*
B: *Candida krusei*
C: *Candida tropicalis*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R 29222
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 29221

Candida albicans (1) se barví tyrkysově zeleně, *Candida krusei* (2) purpurově růžově, *Candida tropicalis* (3) modře, *Candida parasilosis* a *Candida glabrata* světle růžově až jasně bíle.