

CEDROVÝ OLEJ**CEDROVÝ OLEJ Z LISTŮ SYNTETICKÝ***Oleum foliorum cedri***Technické parametry**Hustota: 0,91 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H304-H226-H302-H317-H411

Čistota	Balení	Katalogové číslo
syntetický	50 ml	R.3291.2
syntetický	250 ml	R.3291.1

CEDROVÝ OLEJ Z LISTŮ PŘÍRODNÍ*Oleum foliorum cedri***CAS:** 8007-20-3**Technické parametry**Hustota: 0,91 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H304-H226-H302-H317-H411

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	100 ml	R.6594.1

CEDROVÝ OLEJ Z KŮRY*Oleum ligni cedri*

Klasické médium pro imerzní mikroskopii

CAS: 8000-27-9**Technické parametry**Hustota: 0,99 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H304-H410

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
---------	--------	------	------------------

pro histologii, pro mikroskopii	100 ml	sklo	R.5308.1
pro histologii, pro mikroskopii	250 ml	sklo	R.5308.2
pro histologii, pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.5308.3