

Centrifuga Gusto™

Vysokoobrátková mini centrifuga pro mikrozkušavky

- Ideální pro PCR, mikrofiltrační separace, klinické a diagnostické aplikace
- Kompaktní rozměry a bezkartáčový motor s tichým chodem a minimálními vibracemi
- Displej zobrazuje současně nastavené hodnoty času, otáček a provozní informace
- Volba nastavení rychlosti na displeji v otáčkách za minutu, nebo v hodnotách přetížení
- Časový spínač, tlačítko krátkého běhu
- Rychlá výměna rotorů bez nutnosti použít nářadí
- Standardní rotor pro 12 mikrozkušavek 1,5/2,0 ml
- Rotor pro 32 jednotlivých mikrozkušavek 0,2 ml nebo pro 4 proužky po 8 mikrozkušavkách

Technické parametry

Nastavitelné otáčky :	500–12 500 ot/min, s krokem 100 ot/min
Nastavitelné přetížení :	15–9 800 x g
Časovač :	1 sek až 30 minut, s krokem 1 sek
Čas krátkého běhu:	20 sek
Napájení:	síťový adaptér 100 až 240 VAC, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	203 x 171 x 114 mm
Hmotnost:	3,8 kg



Centrifuga Gusto™



Popis	Katalogové číslo
Centrifuga Gusto™ včetně rotorů a redukci	H410050

Centrifugu Gusto™ dodáváme s rotorem pro 12 mikrozkušavek 1,5/2,0 ml, rotorem pro 32 mikrozkušavek 0,2 ml, s 12 ks redukcí pro mikrozkušavky 0,5 ml, 12 ks pro mikrozkušavky 0,2 ml a univerzálním síťovým adaptérem 110–240 V 50/60 Hz.