

Centrifuga MiniSpin | EPPENDORF

Personální vysokoobrátkové minicentrifugy na mikrozkušavky

- Autoklárovatelný hliníkový rotor s nerezovým víkem součástí dodávky
- Displej zobrazující nastavené hodnoty
- Pro mikrozkušavky 0,5 ml a 0,2 ml PCR lze objednat adaptéry
- Mimořádně tiché, kapacita 12 x 1,5 ml nebo 16 x 0,2 ml (2 x PCR strip)
- Časový spínač, tlačítko krátkého běhu
- Odpovídá požadavkům European Directive pro IVD (98/79/EC)

Technické parametry

Maximální hmotnost jednoho stripu:	3,5 g
Čas pro dosažení maximálních otáček:	13 sekund
Čas pro zastavení z maximálních otáček:	12 sekund
Napájení:	230 V / 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v):	226 x 239 x 120 mm
Hmotnost s rotorem :	4,3 kg

Model	MiniSpin	MiniSpin plus
Max. otáčky	13 400 ot./min	14 100 ot./min
Max. přetížení s rotorem 12 x 1,5 ml	12 100 x g	14 100 x g
Max. přetížení s PCR rotorem 16 x 0,2 ml	9 840 x g	11 520 x g
Časovač	15 vteřin-30 min.	15 vteřin-99 min., kontinuální běh
Příkon	70 W	85 W



Centrifugy MiniSpin/MiniSpin Plus



MiniSpin zavřená



MiniSpin plus zavřená



Rotor F 55-16-5 PCR

Popis	Katalogové číslo
Centrifuga MiniSpin s rotorem 12 x 1,5/2,0 ml a víkem	E545218
Centrifuga MiniSpin plus s rotorem 12 x 1,5/2,0 ml a víkem	E545211
Rotor F 55-16-5 PCR 16 x 0,2 ml s víkem	E545207
Adaptéry na mikrozukmavky 0,5 ml (6 ks)	E545276
Adaptéry na mikrozukmavky 0,2 ml (6 ks)	E545275
Náhradní nerezové víko rotoru 12 x 1,5/2,0 ml*	E545272
Náhradní nerezové víko PCR rotoru 16 x 0,2 ml	E545273