

Centrifuga pro PCR destičky C1000

Kompaktní centrifuga pro 96jamkové destičky

- Rychlá centrifugace kapek a kondenzátů na stěnách jamek
- PCR destičky jsou do rotoru vkládány vertikálně
- Centrifugovat lze destičky bez rámečku, s plným i polovičním rámečkem
- Pro zabránění kontaminace rotoru musí být destičky před centrifugací uzavřeny folií
- Adaptér umožňuje centrifugovat 24 nebo 48 jamkové destičky, stripy 8 nebo 12 x 0,2 µl a jednotlivé PCR zkumavky

Technické parametry

Počet otáček:	2 500 ot/min (500 x g)
Kapacita rotoru :	2 PCR destičky
Rozměry (š x h x v):	190 x 210 x 183 mm
Hmotnost:	1,5 kg



Centrifuga pro PCR destičky C1000

Popis	Katalogové číslo
Centrifuga pro PCR destičky C1000	I663341
Adaptér (2 ks)	I012041