

Centrifuga ruční

Jednoduchá ruční centrifuga pro rychlé stočení obsahu centrifugačních zkumavek 15 ml

- Klema pro upevnění k desce pracovního stolu

Technické parametry

Kapacita :	4 x 15 ml
Maximální otáčky:	3000 ot/min
Maximální zrychlení:	1076 x g
Maximální rozměry centrifugační zkumavky:	průměr 17 mm, délka 125 mm
Maximální tloušťka pracovní desky:	40 mm
Rozměry (š x h x v):	140 x 175 x 285 mm
Hmotnost:	0,9 kg



Ruční centrifuga

Popis	Katalogové číslo
Ruční centrifuga s rotorem 4 x 15 ml	I559021
Náhradní rotor 4 x 15 ml	I559121