

ČERNĚ AMIDOVÁ 10 B

C.I. 20470, Amido black 10 B


CAS: 1064-48-8

Vzorec: $C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$

- Pro ireverzibilní barvení proteinů na membránách a pro kvantifikaci proteinů v roztocích obsahujících detergenty
- Kompatibilní s PVDF a NC membránami

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	616,50
Redoxní potenciál E_0 [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,57
Pracovní roztok:	0,2 g ve 100 ml vody



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	5 g	R.9590.3
p.a.	25 g	R 95901
p.a.	100 g	R.9590.2