

ČERN-MODŘ ERIOCHROMOVÁ B

C.I.14640, eriochromová čern-modř B, Mordant black 3


Indikátor pro chelatometrii

CAS: 3564-14-5

Vzorec: C₂₀H₁₄N₂O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	416,39
Indikátor:	Ca, Cd, Mg, U ^{IV} , Zn, Zr
Pracovní roztok:	0,2-0,4 g v 100 ml methanolu
Bezp. věty (GHS):	H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	5 g	R.7661.1
indikátor	25 g	R.7661.2
indikátor	100 g	R.7661.3