

ČERVENĚ BROMFENOLOVÁ


volná kys., 3',3''-dibromofenolsulfonftalein

CAS: 2800-80-8

Vzorec: C₁₉H₁₂Br₂O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	512,19
Indikátor:	pH 5,2-7,0
Barevný přechod:	žlutočervená - fialová
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml 20% EtOH



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 g	R.6573.1
p.a.	5 g	R.6573.2
p.a.	50 g	R.6573.3