


ČERVENĚ BROMFENOLOVÁ, SODNÁ SŮL

CAS: 102185-50-2

Vzorec: C₁₉H₁₁Br₂O₅Na

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	534,15
Indikátor:	pH 5,2-7,0
Barevný přechod:	žlutočervená - fialová
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 g	R.6579.1
p.a.	5 g	R.6579.2
p.a.	50 g	R.6579.3