

ČERVENĚ ETHYLOVÁ


ethylčerveně

CAS: 76058-33-8

Vzorec: C₁₇H₁₉N₃O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	297,36
Indikátor:	pH 4,5-6,5
Barevný přechod:	červená - žlutá
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml 96% EtOH



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	5 g	R.7677.1
p.a.	25 g	R.7677.2
p.a.	100 g	R.7677.3