

ČERVENĚ KONGO roztok


C.I.22120, difenyl-bis-alfa-naftylaminsulfonan sodný, červeň na bavlnu, Direct Red 28, Congo Red

CAS: 573-58-0

Vzorec: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	696,66
Indikátor:	pH 3,0-5,2
Barevný přechod:	modrá - červená
Bezp. věty (GHS):	H350-H361d



www.p-lab.cz

Barevný přechod pH indikátoru

Čistota	Balení	Katalogové číslo
0,1% vodný roztok	250 ml	C 17501
0,1% vodný roztok	500 ml	C 17502
0,1% vodný roztok	1000 ml	C 17503

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.