

ČERVENĚ PYROGALLOLOVÁ


pyrogallolsulfonftalein, sulfolgallein

CAS: 32638-88-3

Vzorec: C₁₉H₁₂O₈S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	400,36
Indikátor:	Bi, Co, Ni, Pb
Pracovní roztok:	0,5 g v 100 ml EtOH (96%)



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 g	R.0287.1
p.a.	5 g	R.0287.2