

CETYLTRIMETHYLAMONIUM BROMID

hexadecyltrimethylamonium bromid, CTAB
Kationtový detergent

CAS: 57-09-0

Vzorec: C₁₉H₄₂NBr


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

364,46

Bezp. věty (GHS):

H302-H315-H318-H335-H373-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.9161.1
min 98 %, pro biochemii	500 g	R.9161.3
min 98 %, pro biochemii	1 kg	R.9161.2