

## Chemicky odolná topná ploténka HP-200-AR | COLE-PARMER STUART

Teflonová konstrukce ploténky se sklokeramickou topnou deskou pro práci v silně korozivním prostředí

- Topná část je zcela uzavřena v bloku čistého PTFE, oddělená analogová teplotní regulační jednotka
- Dva metry dlouhý, teflonem potažený kabel umožňuje umístit regulační jednotku bezpečně mimo pracovní plochu
- Velká sklokeramická topná deska umožňuje ohřev několika nádob současně
- Vhodná pro práci s vroucími kyselinami či roztoky kovů
- Světelná indikace horkého povrchu při teplotě topné desky vyšší než 50 °C aktivní i po vypnutí ohřevu

### Technické parametry

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Maximální teplota:                      | 400 °C            |
| Rozměry ploténky:                       | 300 x 300 mm      |
| Rozměr topné plochy:                    | 200 x 200 mm      |
| Topný výkon:                            | 900 W             |
| Napájení:                               | 230 V / 50-60 Hz  |
| Rozměry topné ploténky (š x h x v):     | 320 x 360 x 60 mm |
| Rozměry regulační jednotky (š x h x v): | 150 x 160 x 65 mm |
| Hmotnost:                               | 11 kg             |



Topná ploténka HP-200-AR

| Model                    | Katalogové číslo |
|--------------------------|------------------|
| Topná ploténka HP-200-AR | S300001          |