

Chladič dle Liebiga s plastovými olivkami DURAN®

Liebegův chladič se dvěma zábrusy a plastovými olivkami

- Odnímatelné plastové olivky se závitem GL 14

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Chladič dle Liebiga s plastovými olivkami DURAN

Délka (mm)	Zábrus	Balení (ks)	Katalogové číslo
160	NZ 14/23	1	R.E630.1
250	NZ 14/23	1	R.E631.1
250	NZ 29/32	1	R.E632.1
400	NZ 29/32	1	R.E633.1

Certifikovány dle DIN 12576