

Chladič kuličkový dle Allihna

Allihnův kuličkový chladič se zábrusy i bez zábrusů

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Typ	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Bez zábrusů	200	1	L711420
Bez zábrusů	300	1	L711430
Bez zábrusů	400	1	L711440
Bez zábrusů	600	1	L711460
-	-	-	
NZ 29/32 dole (jádro)	200	1	L825620
NZ 29/32 dole (jádro)	300	1	L825630
NZ 29/32 dole (jádro)	400	1	L825640
NZ 29/32 dole (jádro)	600	1	L825660
-	-	-	
Dva NZ 29/32	200	1	L825720
Dva NZ 29/32	300	1	L825730
Dva NZ 29/32	400	1	L825740
Dva NZ 29/32	600	1	L825760