

Chladič kuličkový dle Allihna s plastovými olivkami Duran®

Allihnův kuličkový chladič se dvěma zábrusy a plastovými olivkami

- Odnímatelné plastové olivky se závitem GL 14

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Chladič kuličkový dle Allihna

Délka (mm)	Zábrus	Počet kuliček	Balení (ks)	Katalogové číslo
160	NZ 14/23	5	1	R.KX81.1
250	NZ 29/32	5	1	R.E634.1
400	NZ 29/32	8	1	R.E635.1

Certifikovány dle DIN 12581