

Chladič rovný dle Liebiga

Liebigův chladič se zábrusy i bez zábrusů

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Typ	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Bez zábrusů	200	1	L711020
Bez zábrusů	300	1	L711030
Bez zábrusů	400	1	L711040
Bez zábrusů	700	1	L711070
Bez zábrusů	1 000	1	L711010
-	-	-	
NZ 29/32 dole (jádro)	200	1	L825120
NZ 29/32 dole (jádro)	300	1	L825130
NZ 29/32 dole (jádro)	400	1	L825140
NZ 29/32 dole (jádro)	700	1	L825170
NZ 29/32 dole (jádro)	1 000	1	L825110
-	-	-	
Dva NZ 29/32	160	1	L825201
Dva NZ 29/32	200	1	L825220
Dva NZ 29/32	300	1	L825230
Dva NZ 29/32	400	1	L825240
Dva NZ 29/32	700	1	L825270
Dva NZ 29/32	1 000	1	L825210