

**CHLORID DRASELNO-PLATNATÝ**

tetrachloroplatnatan draselný

**CAS:** 10025-99-7**Vzorec:** K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>**Technické parametry**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 415,09                   |
| Hustota:             | 3,38 g·cm <sup>-3</sup>  |
| Bezp. věty (GHS):    | H301-H315-H317-H318-H334 |

| Čistota                      | Balení | Katalogové číslo |
|------------------------------|--------|------------------|
| ROTI® METIC<br>99,95 % (3N5) | 1 g    | R.5660.1         |