

CHLORNAN VÁPENATÝ

Granulovaný

CAS: 7778-54-3**Vzorec:** $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	142,99
Hustota:	2,35 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H272-H314-H400-H335-H302-EUH031

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 65 % Cl	500 g	Q 38501
min 65 % Cl	1 kg	Q 38503
min 65 % Cl	2,5 kg	R.5164.2