

## CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

trichlormethan

**CAS:** 67-66-3


**Vzorec:** CHCl<sub>3</sub>

- Zfiltrovaný přes 0,2 µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

### Technické parametry

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 119,38                              |
| Index lomu/20 °C:    | 1,446                               |
| Obsah (GC):          | min 99,9 %                          |
| Bod varu:            | 62 °C                               |
| Hustota/20 °C:       | 1,489                               |
| Voda:                | max 0,005 %                         |
| Acidita:             | max 0,0001 %                        |
| Odparek:             | max 0,0001 %                        |
| Bezp. věty (GHS):    | H302-H315-H319-H331-H351-H361d-H372 |

| Vlnová délka (nm)    | 275 | 255 | 250 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Min propustnost (%T) | 99  | 80  | 50  |



CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

| Balení    | Katalogové číslo |
|-----------|------------------|
| 1 l       | Q 16702          |
| 2,5 l     | Q 16701          |
| 4 x 2,5 l | Q 16701.4        |