

CTP Na₂ TRIHYDRÁT


Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

CAS: 6757-06-8

Vzorec: C₉H₁₄N₃O₁₄P₃Na₂ · 3 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	581,2 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{271} :	9,0 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, lyofilizovaný	100 mg	plast	R.K057.1
min 98 %, lyofilizovaný	250 mg	plast	R.K057.2
min 98 %, lyofilizovaný	500 mg	plast	R.K057.3
min 98 %, lyofilizovaný	1 g	plast	R.K057.4