

Čtyřnožky a držáky do stojanu pro varné desky

Čtyřnožky a držáky s osazením pro sklokeramické desky

- Vysoká odolnost varné desky vůči agresivním chemikáliím
- Varná sklokeramická deska k rovnoměrnému přenosu tepla
- Čtyřnožku a držák dodáváme bez keramické desky - nutno ji objednat samostatně.
- Čtyřnožky se vzájemně propojenými nohama pro zajištění stability
- Držáky do stojanu pro upevnění křížovou svorkou

Technické parametry

Teplotní odolnost:	-200 až +700 °C
Výška čtyřnožky:	210 mm
Materiál čtyřnožky a držáku:	chrom-niklová ocel
Materiál varné desky:	sklokeramická deska CERAN SHOTT
Síla varné desky :	4 mm
Balení:	1 ks



Čtyřnožky a držáky do stojanu pro varné desky



Deska CERAN

Typ	Rozměr Varné desky (mm)	Katalogové číslo
Čtyřnožka	135 x 135	I881811
Čtyřnožka	155 x 155	I881911
Čtyřnožka	175 x 175	I882011
Držák do stojanu	135 x 135	I882111
Držák do stojanu	155 x 155	I882211
Držák do stojanu	175 x 175	I882311
Deska CERAN	135 x 135	R138561
Deska CERAN	155 x 155	R061951
Deska CERAN	175 x 175	R138661