

CYKLOPENTYLMETHYLETHER


CPME, methoxycyklopentan

CAS: 5614-37-9

Vzorec: C₆H₁₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	100,16
Hustota:	0,86 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302-H315-H319-H412-EUH019



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	250 ml	R.7763.1
min 99 %, extra čistý	500 ml	R.7763.2
min 99 %, extra čistý	1 l	R.7763.3
min 99 %, extra čistý	2,5 l	R.7763.4