

D-LUCIFERIN

(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina
substrát luciferázy

CAS: 2591-17-5

Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃S₂

Technické parametry

Enzym:	luciferáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	transfekce

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	10 mg	R.CN24.1
min 99 %, pro biochemii	25 mg	R.CN24.2
min 99 %, pro biochemii	50 mg	R.CN24.3