

D(+)-PANTOTHENÁT VÁPENATÝ


vápenatá sůl vitaminu B5, Calcium D(+)-pantothenate

CAS: 137-08-6

Vzorec: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	476,53
Obsah (suchá látka):	98-101 %
pH (5 % ve vodě):	6,8-8
Specifická rotace (5% roztok ve vodě):	od +25,5 °C do +27,5 °C
3-aminopropionová kyselina:	< 0,5 %
Chloridy:	< 0,02 %
Těžké kovy:	< 0,002
Úbytek při sušení:	< 3,0 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, Ph.Eur., pro biochemii	100 g	R 38122
min 98 %, Ph.Eur., pro biochemii	250 g	R 38121