

DABCO®

Triethylendiamin, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]oktan
Protivymývací činidlo pro histologii

CAS: 280-57-9

Vzorec: C₆H₁₂N₂

- Určeno ke kombinaci s hydrofilními médii, jako je např. [Mowiol® 4-88](#), či [Glycerol](#), pro zachování barevnosti a fluorescence trvalých preparátů

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	112,18
Hustota (25 °C):	1,14 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H228-H302-H315-H318-H335
Vzhled:	Bílé až krémové krystaly



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	sklo	R.0718.1
min 99 %	50 g	sklo	R.0718.2
min 99 %	250 g	sklo	R.0718.7
min 99 %	500 g	sklo	R.0718.9

Rozpuštnost se může lišit mezi šaržemi. V případě potřeby ponechte roztok míchat přes noc při teplotě 40-60 °C.