

dATP (Deoxyadenosintrifosfát)


2'-deoxyadenosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 74299-50-6

Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₁₂P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	488,16 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{259} :	15,4 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dATP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 µmol (250 µl)	plast	R.K035.1