

Dávkovač Acurex | SOCOREX

Kompaktní skleněné dávkovače vhodné i pro dávkování rozehřátých agarových médií

- Ventil bez kovové pružiny
- Dodávají se jako komplet včetně zásobní láhve z hnědého Na-skla
- Autoklávatelné v sestaveném stavu i s roztokem v láhvi
- Zabírají minimální prostor v lednici
- Dávkovací část uvnitř zásobní láhve, dávkovací píst lze zasunout

Technické parametry

Materiál dávkovacího ventilu:	borosilikátové sklo a syntetický rubín
Materiál válce:	sklo
Materiál pístu :	sklo potažené FEP



Objem (ml)	Dělení (ml)	Objem láhve (ml)	Přesnost při min.obj.	Přesnost při max.obj.	Katalogové číslo
0,2 - 2,0	0,1	250	<0,5%	<0,1%	S501225
0,2 - 2,0	0,1	1 000	<0,5%	<0,1%	S501021
0,2 - 2,0	0,1	2 000	<0,5%	<0,1%	S501022
0,4 - 5,0	0,2	500	<0,5%	<0,1%	S501525
0,4 - 5,0	0,2	1 000	<0,5%	<0,1%	S501051
0,4 - 5,0	0,2	2 000	<0,5%	<0,1%	S501052
1 - 10	0,2	1 000	<0,5%	<0,1%	S501101
1 - 10	0,2	2 000	<0,5%	<0,1%	S501102
1 - 30	1,0	2 000	<0,5%	<0,1%	S501302

Přesnost dávkovače 0,4 - 5,0 ml měřená při minimálním nastaveném objemu 0,5 ml, v případě dávkovače 1 - 30 ml je přesnost měřená při nastaveném minimálním objemu 3,0 ml.