

Dávkovač Dispensette S Digital | BRAND

Digitální dávkovače pro agresivní kapaliny v objemech od 0,1 do 100 ml

- Číselné nastavení objemu umožňuje přesné a reprodukovatelné dávkování
- Ideální pro dávkování agresivních chemikálií (tabulka chemické odolnosti v sekci "Ke stažení")
- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Materiály v kontaktu s dávkovaným médiem: borosilikátové sklo, keramika z oxidu hlinitého, platina, iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP
- Snadné odečítání, nastavení objemu a možnost kalibrování dle požadavků ISO 9001 a GLP

Technické parametry

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (μl)	Reprodukovatelnost (μl)	Adaptéry na uzávěry lahví (součást balení)
0,1 - 1	0,005	≤±6	≤2	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
0,2 - 2	0,01	≤±10	≤2	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
0,5 - 5	0,02	≤±25	≤5	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
1 - 10	0,05	≤±50	≤10	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
2,5 - 25	0,1	≤±125	≤25	GL 32-33, GL 38, S 40
5 - 50	0,2	≤±250	≤50	GL 32-33, GL 38, S 40



Dispensette S Digital

Bez recirkulačního ventilu		S recirkulačním ventilem	
Rozsah (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Katalogové číslo
0,1 - 1	P460031	0,1 - 1	P460311
0,2 - 2	P460032	0,2 - 2	P460321
0,5 - 5	P460033	0,5 - 5	P460331
1 - 10	P460034	1 - 10	P460341
2,5 - 25	P460035	2,5 - 25	P460351
5 - 50	P460036	5 - 50	P460361

V případě zájmu vám zašleme nabídku i na dávkovače s fixním objemem, kontaktujte nás.