

Dávkovač Dispensette S Organic Analog | BRAND

Odolné analogové dávkovače pro organická rozpouštědla a další kapaliny v objemech od 0,1 do 100 ml

- Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu pomocí posuvníku
- Ideální pro dávkování agresivních chemikálií a organických rozpouštědel (tabulka chemické odolnosti v brožuře v sekci "Ke stažení")
- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Materiály v kontaktu s dávkovaným médiem: borosilikátové sklo, keramika z oxidu hlinitého, tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP
- Snadné odečítání, nastavení objemu a možnost kalibrování dle požadavků ISO 9001 a GLP

Technické parametry

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (μl)	Reprodukovatelnost (μl)	Adaptéry na uzávěry lahví (součást balení)
0,5 - 5	0,1	≤±25	≤5	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
1 - 10	0,2	≤±50	≤10	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
2,5 - 25	0,5	≤±125	≤25	GL 32-33, GL 38, S 40
5 - 50	1	≤±250	≤50	GL 32-33, GL 38, S 40
10 - 100	1	≤±500	≤100	GL 32-33, GL 38, S 40



Dispensette S Organic Analog

Bez recirkulačního ventilu		S recirkulačním ventilem	
Rozsah (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Katalogové číslo
0,5 - 5	P463013	0,5 - 5	P463113
1 - 10	P463014	1 - 10	P463114
2,5 - 25	P463015	2,5 - 25	P463115
5 - 50	P463016	5 - 50	P463116
10 - 100	P463017	10 - 100	P463117

V případě zájmu vám zašleme nabídku i na dávkovače s fixním objemem, kontaktujte nás.