

Dávkovač krokový Stepper 416 | SOCOREX

Ruční krokový dávkovač pro sériové dávkování

- Individuálně kalibrované s kalibračním certifikátem
- Tři výměnné barevně kódované knoflíky pro volbu velikosti dávky
- Umožňuje rychlé dávkování (až 2 dávky za vteřinu)
- 53 objemů v rozsahu 10 - 5 000 µl, maximálně 73 dávek
- Pouze tři velikosti stříkaček, barevně kódované

Technické parametry

Balení:

1 ks



Stepper 416



Stepper 416



Stepper 416

Popis	Katalogové číslo
Stepper 416 se sadou vzorků nesterilních stříkaček od každého objemu	S411500
Náhradní adaptéry pro stříkačky 37,5 ml (5 ks)	S141170
PVC stojánek pro Stepper 416	S320411

Stříkačky a stojánek je nutno objednat samostatně

Barevně kódované stříkačky Ecostep pro Stepper 416

- Nesterilní stříkačky Ecostep a jednotlivě balené sterilní stříkačky Ecostep bioproof
- Součástí balení stříkaček objemu 37,5 ml je 1 ks adaptéru

Technické parametry

Maximální objem stříkačky (ml)	Objem dávky (μl)	Dělení (μl)	Přesnost při max. objemu (%)	Reprodukovatelnost (%)
0,75	10 - 100	5	± 2	2
3,75	50 - 500	25	± 1	1
37,5	500 - 5 000	250	± 0,5	0,8

Nesterilní				Sterilní			
Objem dávky (μl)	Barva knoflíku	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem dávky (μl)	Barva knoflíku	Balení (ks)	Katalogové číslo
10 - 100	žlutá	100	S816010	10 - 100	žlutá	50	S816019
50 - 500	modrá	100	S816050	50 - 500	modrá	50	S816059
500 - 5 000	červená	100	S816500	500 - 5 000	červená	50	S816509



Ecostep barevně rozlišené stříkačky o různých objemech pro Stepper 416



Ecostep stříkačka 37,5 ml



Ecostep stříkačka 3,75 ml



Ecostep stříkačka 0,75 ml