

Dávkovač Optifix

Tři modely přesných dávkovačů k upevnění na hrdlo láhve

- Modely Basic pro vodné roztoky, nedýmající kyseliny a roztoky hydroxidů
- Modely Solvent pro organická rozpouštědla
- Modely Safety pro silně dýmající kyseliny a zapáchající kapaliny, nelze pro HF

Technické parametry

Materiál válce:	sklo potažené zvenku plastovou fólií
Materiál pístu :	modely Basic a Safety - sklo potažené PTFE, model Solvent - sklo
Materiál nasávací a výpustní trubičky:	PTFE

Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Přesnost (μl)	Reprodukovatelnost (%)	Reprodukovatelnost (μl)
0,5 - 2	0,1	≤±0,6 %	≤±12 μl	≤±0,2 %	≤±4 μl
1 - 5	0,1	≤±0,6 %	≤±30 μl	≤±0,2 %	≤±10 μl
2 - 10	0,2	≤±0,6 %	≤±60 μl	≤±0,2 %	≤±20 μl
5 - 30	0,5	≤±0,6 %	≤±180 μl	≤±0,2 %	≤±60 μl
10 - 50	1,0	≤±0,6 %	≤±300 μl	≤±0,2 %	≤±100 μl
20 - 100	2,0	≤±0,6 %	≤±600 μl	≤±0,2 %	≤±200 μl
40 - 200	5,0	≤±0,6 %	≤±1 200 μl	≤±0,2 %	≤±400 μl
60 - 300	5,0	≤±0,6 %	≤±1 800 μl	≤±0,2 %	≤±600 μl
100 - 500	5,0	≤±0,6 %	≤±3 000 μl	≤±0,2 %	≤±1 000 μl

,5 ,



OPTIFIX SAFETY S



Dávkovač Optifix Basic



Dávkořač Optifix Solvent

Basic			Solvent			Safety		
Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
0,5 - 2	0,1	H108027	0,5 - 2	0,1	H108127	0,5 - 2	0,1	H108227
1 - 5	0,1	H108033	1 - 5	0,1	H108133	1 - 5	0,1	H108233
2 - 10	0,2	H108038	2 - 10	0,2	H108138	2 - 10	0,2	H108238
5 - 30	0,5	H108044	5 - 30	0,5	H108144	5 - 30	0,5	H108244
10 - 50	1,0	H108048	10 - 50	1,0	H108148	10 - 50	1,0	H108248
20 - 100	2,0	H108051	20 - 100	2,0	H108151	20 - 100	2,0	H108251
40 - 200	5,0	H108053	40 - 200	5,0	H108153	40 - 200	5,0	
60 - 300	5,0	H108056	60 - 300	5,0	H108156	60 - 300	5,0	
100 - 500	5,0	H108058	100 - 500	5,0	H108158	100 - 500	5,0	

Dávkořač Optifix lze našroubovat přímo na hrdlo láhve se závitem GL 32. Součástí dodávky jsou redukce pro GL 40 a GL 45 (pro model Safety z PTFE, pro modely Basic a Solvent z PP).

Láhve k dávkořačům nutno objednat samostatně!

Další adaptéry z PP nebo PTFE na šroubovací hrdla lahví (GL25-GL65), nebo do zábrusových lahví vám rádi nabídneme na vyřázení.