

Dávkořač parařínového vosku WD-200D | COLE-PARMER

Dávkořač je určen pro dávkování roztaveného vosku řždy, kdy je potřeba

- Pákový kohout se třemi polohami - vypnuto, manuálně regulovaný průtok a kontinuální průtok
- Kohout je ohříván pomocí specializovaného topného systému pro zajištění rovnoměrného toku vosku
- Vnitřní nádrž s filtračním sítem pro ochranu před zablokováním výpustného kohoutu
- Digitální regulace teploty, automatické vypnutí při přehřátí při 120 °C
- Úplné rozpuštění 5 kg granulovaného vosku trvá 90 minut při 65 °C
- Vnější antibakteriální povrch s přísadou stříbra

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel
Nastavitelná teplota :	pokořová teplota až 70 °C
Kapacita nádrže:	7,5 l
Maximální množství vosku:	6 kg
Příkon:	480 W
Váha:	7 kg
Rozměry (ř x h x v):	181 x 500 x 455 mm



Dávkořač parařínového vosku WD-200D

Popis	Katalogové číslo
Dávkořač parařínového vosku WD-200D	S852400