

Dávkovač plastový QuickFix

Zásobník na náplasti pro hygienické dávkování jednou rukou

- K hygienickému dávkování náplasti stačí pouze jedna ruka, dávkovač náplast rozbalí a ta je připravena pro okamžitou aplikaci přímo na ránu
- Pouzdro vyrobené z odolného plastu chrání obsah před prachem a nečistotami
- Kompaktní, snadná montáž, doplnění dle potřeby
- Dávkovač lze uzamknout proti krádeži

Technické parametry

Rozměr (š x h x v): 230 x 32 x 135 mm

QuickFix voděodolný: Obsahuje 2 balení (2 x 45 ks) voděodolných náplastí, které jsou velmi šetrné k pokožce

QuickFix elastický : Obsahuje 2 balení (2 x 45 ks) elastických, prodyšných náplastí, které jsou velmi šetrné k pokožce

QuickFix detekční : Obsahuje 2 balení (2 x 45 ks) náplastí s integrovanými kovovými proužky, které lze detekovat pomocí detektoru kovů, pro použití v potravinářském průmyslu

QuickFix vymývací : Obsahuje 45 ks elastických náplastí a 5 ampulí pro výplach očí (1 ampule obsahuje 20 ml sterilního roztoku NaCl)



Dávkovač plastový QuickFix



Dávkovač plastový QuickFix vymývací včetně náplastí a ampulek pro výplach očí



Dávkovač plastový QuickFix prázdný

Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
QuickFix voděodolný	1	R.HC43.1

QuickFix elastický	1	R.LK67.1
QuickFix detekční	1	R.HC44.1
QuickFix vymývací	1	R.1T6E.1
QuickFix prázdný	1	R.1T6H.1

Dodáváme včetně 90 ks náplastí, nástěnného držáku a bezpečnostního klíče.

Náplasti do dávkovače QuickFix

- Náhradní náplasti pro snadné doplnění do dávkovače QuickFix

Technické parametry

Rozměr: 72 x 25 mm

Typ	Balení	Katalogové číslo
QuickFix voděodolný	2 x 45 ks	R.HC45.1
QuickFix elastický	2 x 45 ks	R.LH94.1
QuickFix detekční	2 x 45 ks	R.HC46.1



Náhradní náplasti QuickFix