

Dávkovač Polyfix

Ekonomické modely přesných dávkovačů k upevnění na hrdlo láhve láhvi v libovolné poloze

- Skleněný dávkovací píst a skleněný válec potažený PP
- Ventilový blok (z PP) - umožňuje fixovat dávkovač na láhvi v libovolné poloze
- Pro vodné roztoky a zředěné kyseliny

Technické parametry

Přesnost: +mn 0,7 %

Reprodukovatelnost: +mn 1 %



Rozsah (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
2-10	0,2	H107038
10-50	1,0	H107048

Dávkovače Polyfix lze našroubovat přímo na láhve se závitem GL 32.

Součástí dodávky jsou dvě PP redukce pro našroubování na láhve se závitem GL 40 a GL 45.

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně!