

Dávkovač SERIPETTOR a SERIPETTOR PRO | BRAND

Ekonomické dávkovače pro běžné laboratorní kapaliny včetně těch, které mají tendenci ke krystalizaci

- Části dávkovače SERIPETTOR přicházející do styku s dávkovanou kapalinou z PP, PE a EPDM-gumy
- Ventilový blok se závitem pro našroubování přímo na láhev s hrdlem GL 45
- SERIPETTOR vhodný pro vodné roztoky, slabé, zředěné nebo neoxidující kyseliny, louhy, polární rozpouštědla (aceton, ethanol, methanol)
- Pružinový systém umožňuje automatické nasávání
- Výměnné části dávkovače - dávkovací jednotka (píst z PE a válec z PP), nasávací a výpustné hadičky a ventily
- Snadné a rychlé rozebrání a vyčištění bez nářadí
- Části dávkovače SERIPETTOR PRO přicházející do styku s dávkovanou kapalinou z PP, PE, PTFE, FEP, PFA, borosilikátového skla, Al_2O_3 , Pt-Ir
- SERIPETTOR PRO určený navíc pro koncentrované kyseliny a polární rozpouštědla a látky citlivé na světlo



Dávkovač SERIPETTOR a SERIPETTOR PRO

SERIPETTOR				SERIPETTOR PRO			
Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Katalogové číslo
0,2 - 2	0,04	+mn1,2	P472012	0,2 - 2	0,04	+mn1,2	P472042
1 - 10	0,2	+mn1,2	P472014	1 - 10	0,2	+mn1,2	P472044
2,5 - 25	0,5	+mn1,2	P472015	2,5 - 25	0,5	+mn1,2	P472045

Dodává se s náhradní dávkovací jednotkou a dvěma PP adaptéry na GL 45/32 a GL 45/S40.

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně!

Příslušenství a náhradní díly

Popis	Pro SERIPETTOR	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní dávkovací jednotka 2 ml	0,2 - 2	3	P704500
Náhradní dávkovací jednotka 10 ml	1 - 10	3	P704502
Náhradní dávkovací jednotka 25 ml	2,5 - 25	3	P704504
Pružná spirála dávkovací trubičky z PTFE*	0,2 - 2 a 1 - 10	1	P704522

Pružná spirála dávkovací trubičky z PTFE*	2,5 - 25	1	P704523
---	----------	---	---------

* Dávkovací trubička s držadlem, délka 800 mm



Náhradní dávkovací jednotky



Pružná spirála dávkovací trubičky z PTFE