

Dávkovač Simplex² a Genius² | VITLAB

Autoklávovatelné dávkovače k upevnění na hrdlo láhve. Univerzální použití pro dávkování většiny roztoků.

- Polypropylenové redukce pro běžné velikosti láhví součástí dodávky
- Těsnicí břit z PFA na válci pístu brání usazování krystalů na stěně válce při dávkování snadno krystalizujících médií
- Upevnění uzavíracího víčka výtokové trubičky zaručuje, že je po uvolnění zcela mimo pracovní prostor
- Standardní výtokovou trubičku lze po odšroubování jednoduše vyměnit za spirálovou trubičku
- Snadná kalibrace dávkovačů v laboratoři v souvislosti s požadavky ISO 9001 a doporučeními GLP
- Model Genius² s uzavíracím recirkulačním ventilem pro snadné odvzdušnění nebo úplné uzavření výtokové trubičky
- Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu, fixace nastavené polohy
- Dávkovací hlava otočná o 360° pro snazší manipulaci, závit pro našroubování na hrdlo láhve 45 mm
- Délku teleskopické nasávací trubičky lze upravit podle velikosti zásobní láhve

Technické parametry

Materiál: válec z borosilikátového skla, PTFE, PFA, FEP, safírová kulička a platinoiridiová pružina ventilkou



Genius2



Simplex2

Simplex ²				Genius ²			
Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Katalogové číslo
0,2 - 2,0	0,05	<± 0,6	W006001	0,2 - 2,0	0,05	<± 0,6	W007001
0,5 - 5,0	0,1	<± 0,5	W006002	0,5 - 5,0	0,1	<± 0,5	W007002
1,0 - 10,0	0,2	<± 0,5	W006003	1,0 - 10,0	0,2	<± 0,5	W007003
2,5 - 25,0	0,5	<± 0,5	W006004	2,5 - 25,0	0,5	<± 0,5	W007004
5,0 - 50,0	1,0	<± 0,5	W006005	5,0 - 50,0	1,0	<± 0,5	W007005
10,0 - 100,0	1,0	<± 0,5	W006006	10,0 - 100,0	1,0	<± 0,5	W007006

Dávkovače dodáváme se závitovými adaptéry z PP (pro objemy 1 až 10 ml s adaptéry GL 25, GL 28, GL 32, GL 38 a S 40, pro objemy 25 - 100 ml s adaptéry GL 32, GL 38 a S 40), teleskopickou nasávací trubičkou délky 125 - 240 mm, resp. 170 - 330 mm, montážním nástrojem, návodem k obsluze a certifikátem.

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně!

Příslušenství

Sušící trubice a prodlužovací spirálová trubička

- Sušící trubici pro přímé našroubování na místo odvětrávacího ventilu
- Pružná spirálová trubička s uzavíracím recirkulačním ventilem zakončená držadlem pro snadné dávkování do vzdálených nádobek

Technické parametry

Délka spirálové trubičky: 80 cm

Materiál	Balení	Popis	Katalogové číslo
PP	1 ks	Sušící trubice, nenaplněná, komplet s PTFE těsnícím kroužkem	C167190
FEP	1 ks	Spirálová výtoková trubička pro objemy 2, 5 a 10 ml	C167132
FEP	1 ks	Spirálová výtoková trubička pro objemy 25, 50 a 100 ml	C167134