

dCTP (Deoxycytidintrifosfát)


2'-deoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 102783-51-7

Vzorec: C₉H₁₃N₃O₁₃P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	488,16 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{259} :	15,4 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dCTP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 µmol (250 µl)	plast	R.K038.1