

Desky na mikroskopická skla

Kartonové desky pro 20 nebo 30 preparátů

- S dvoudílným víkem
- Dno s očíslovanými pozicemi
- Pro mikroskopické preparáty 76 x 26 mm
- Barevné okraje umožňují snadnější identifikaci
- Desky lze skládat na sebe

Technické parametry

Materiál:

karton



Deska na mikroskopická skla černá



Deska na mikroskopická skla modrá



Deska na mikroskopická skla zelená



Deska na mikroskopická skla červená



Deska na mikroskopická skla žlutá

Počet pozic	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	208 x 341 x 9	černá	1	R.AXK6.1
20	208 x 341 x 9	modrá	1	R.AXK7.1
20	208 x 341 x 9	zelená	1	R.AXK8.1
20	208 x 341 x 9	červená	1	R.AXK9.1
20	208 x 341 x 9	žlutá	1	R.AXL0.1
30	281 x 328 x 10	černá	1	R.AXL1.1