

Desky na mikroskopická skla | SIMPORT

Desky s průhledným víkem


- Dno s očíslovanými pozicemi 1 až 20 pro 2 × 10 na plocho uložených skel
- Průhledné, rozpůlené víko pro snadnou orientaci v preparátech, lze překlopit pod dno
- Desky s kouřovými víky pro preparáty citlivé na světlo
- Zmáčknutím jednoho konce mikroskla se nadzvedne druhý pro snadné vyjímání
- Desky lze skládat na sebe

Technické parametry

Materiál dna:	ve hmotě probarvený rázuvzdorný PS
Materiál víka:	čirý PS
Rozměry:	192 × 292 × 11 mm
Teplotní rozsah:	−80 až +100 °C, nelze autoklávovat



Desky na mikroskopická skla



Desky na mikroskopická skla

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Desky s průhledným víkem	modrá	1	U750200.M
Desky s průhledným víkem	zelená	1	U750200.Z
Desky s průhledným víkem	šedá	1	U750200.G
Desky s průhledným víkem	bílá	1	U750200.B
Desky s průhledným víkem	žlutá	1	U750200.Y
Desky s kouřovým (černým) víkem	bílá	1	U750200.K