

Destička kultivační FourWell Plate™ CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Polystyrénová destička s víčkem a 4 samostatnými komůrkami

- Pro mikroskopické aplikace, kultivaci a "downstream processing" buněk na mikrosklech
- Destičku lze použít i pro denaturaci, hybridizaci a promývání membrán pro Southern, Northern a Western blotting
- Číslované komůrky pro bezpečnou identifikaci vzorku, zkosené hrany pro jednoznačnou orientaci víčka
- Půlkruhové prohloubení na kratších stranách každé jamky usnadňuje manipulaci s mikroskopickými skly
- Nepyrogní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA

Technické parametry

Materiál:	čirý PS
Rozměry:	85,5 × 127,8 × 14,4 mm
Objem jamky:	max. 18,6 ml
Teplotní rozsah:	–20 až +60 °C



Destička kultivační FourWell Plate™ CELLSTAR®

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
FourWell Plate™	32 (4 × 8)	R.CNA2.1