

Destička mikrotitrační lipoGrade™ | BRAND


96jamková nesterilní destička s povrchem jamek optimalizovaným pro imobilizaci hydrofobních molekul

- Destičky se silně hydrofobním (lipofilním) povrchem, s vysokou afinitou k molekulám, které obsahují převážně hydrofilní oblasti
- Alternativa k destčkám [imunoGrade™](#) pro vazbu biomolekul jako jsou lipoproteiny nebo peptidy
- Speciálně určené pro imunoeseje v kapalně fázi
- Není imobilizována většina hydrofilních biomolekul
- Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, nesterilní

Technické parametry

Materiál:

čirý PS



Barva destiček	Tvar dna	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	kulatý U	330	20 × 5	P781840
čirá	plochý F	350	20 × 5	P781842