

Destička mikrotitrační PP

96jamková nesterilní destička pro uchovávání vzorků

- Destičky s kulatým "U" dnem jamky
- Očíslované pozice pro snadnou identifikaci vzorku
- Vhodná pro všechny rotory pro mikrotitrační destičky

Technické parametry

Materiál:	průsvitný PP
Objem jamky:	330 µl
Balení:	100 ks po 10 ks



Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destička mikrotitrační PP	10 × 10	P701330