


Destička mikrotitrační pureGrade™ a pureGrade™ S | BRAND

96jamková nesterilní a sterilní destička pro standardní použití

- Standardní šedý alfanumerický popis jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
- Destičky s kulatým (U profil), kónickým (V profil), plochým (F profil), nebo zaobleným (C profil) tvarem dna jamek
- Zaoblený tvar dna (C profil) spojuje výhody plochého a kulatého dna - zaoblené okraje zlepšují promíchávání obsahu jamky, plochá část dna umožňuje přesné optické měření
- Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků
- Necytotoxické destičky bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů



Destičky sterilní pureGrade™ S | BRAND

96jamková sterilní destička bez povrchové úpravy


- Standardní destičky se sterilním povrchem, zvláště vhodné pro bakteriologické testy
- Jednotlivě balené destičky s víčkem, sterilizované β -zářením

Technické parametry

Materiál:

čirý, bílý nebo černý PS

Typ destičky	Barva	Tvar dna	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	čirá	kulatý U	330	50 x 1	P781660
Standardní	čirá	kónický V	360	50 x 1	P781661
Standardní	čirá	plochý F	350	50 x 1	P781662
Standardní	čirá	zaoblený C	350	50 x 1	P781663
Standardní	bílá	plochý F	350	50 x 1	P781665
Standardní	černá	plochý F	350	50 x 1	P781668
Číré dno	bílá	plochý F	330	50 x 1	P781670
Číré dno	černá	plochý F	330	50 x 1	P781671



Destičky mikrotitrační pureGrade™ | BRAND

96jamková nesterilní destička se střední přilnavostí


- Standardní destičky s neošetřeným povrchem pro mnoho různých aplikací (homogenní imunoeseje, screening či pro skladování)

Technické parametry

Materiál: čirý, bílý nebo černý PS

UV dno: 25 µm silná, slabě hydrofilní, UV transparentní folie (80 % T při 240 nm)

Typ destičky	Barva destiček	Tvar dna	Objem jamky (µl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	čirá	kulatý U	330	100	P781600
Standardní	čirá	kónický V	360	100	P781601
Standardní	čirá	ploché F	350	100	P781602
Standardní	čirá	zaoblený C	350	100	P781603
Standardní	bílá	kulatý U	330	100	P781604
Standardní	bílá	ploché F	350	100	P781605
Standardní	černá	kulatý U	330	100	P781607
Standardní	černá	ploché F	350	100	P781608
Číré dno	bílá	ploché F	330	100	P781610
Číré dno	černá	ploché F	330	100	P781611
UV dno	bílá	ploché F	350	50	P781614
UV dno	černá	ploché F	350	50	P781615



Destička mikrotitrační pureGrade™