

Destičky kultivační pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní, nepyrogenní, jednotlivě balené destičky s víčky

- Sterilizace gama-zářením
- Speciálně upravený povrch pro optimální adhezi buněk
- Vyvýšený okraj jamky brání vzájemné kontaminaci mezi jamkami
- Zkosený roh zaručuje jednoznačnou orientaci víčka
- Jamky s plochým dnem
- Každá jamka je označena číslem a písmenem pro rychlou orientaci


Technické parametry

Materiál: extra čistý panenský PS

Počet jamek	Kultivační plocha (cm ²)	Pracovní objem jamky (ml)
6	9,60	2-5
12	3,90	2-4
24	1,90	0,5-1,5
48	1,00	0,5-1,0
96	0,34	0,025-0,34



Kultivační destičky pro tkáňové kultury



Kultivační destičky pro tkáňové kultury

Jednotlivě - 1 ks / balení		Krabice - 100 × 1 ks / balení	
Počet jamek	Katalogové číslo	Počet jamek	Katalogové číslo
6	K082206.1	6	K082206.2
12	K082212.1	12	K082212.2
24	K082224.1	24	K082224.2
48	K082248.1	48	K082248.2
96	K082296.1	96	K082296.2