

Destilační přístroj na vodu DP 2300 a DP 4000 | TECHNOSKLO

Malý stolní ekonomický destilační přístroj na vodu

- Automatické udržování hladiny vody ve varné baňce
- Bezpečnostní vypínač proudu při nedostatečném přívodu vody, zabraňující poškození přístroje přehřátím
- Ocelová varná ponorná spirála a skleněný chladič pro přímé napojení na přívod vody z vodovodního řadu

Technické parametry

Model	DP 2300	DP 4000
Množství destilované vody	2,3 l/hod	4,0 l/hod
Vodivost destilátu (při 25 °C)	1,5-2,5 μS/cm	1,5-2,5 μS/cm
Teplota destilátu	90 °C	95 °C
Spotřeba chladicí vody	36 l/hod	45 l/hod
Příkon	1 500 W	3 100 W
Jmenovitý proud	6,5 A	14 A
Rozměry (š x h x v)	190 x 190 x 600 mm	190 x 190 x 660 mm



Destilační přístroj DP 2300 a DP 4000



Destilační přístroj DP 4000

Popis	Katalogové číslo
Destilační přístroj DP 2300	T333333
Destilační přístroj DP 4000	T444444

Lze samostatně objednat náhradní skleněné části destilačních přístrojů