

Detergent LIPSOL

Koncentrovaný čisticí prostředek pro laboratorní použití

- Nekorozivní, nedráždivý, kompletně biologicky rozložitelný přípravek na čištění povrchů
- Ideální pro laboratorní sklo, plastik, gumu, keramiku a výrobky z nerezové oceli
- Bez chlornanů, fosfátů a enzymů
- Nelze použít na neželezné kovy (hliník, zinek) a výrobky z PC (polykarbonátu)



Popis	Balení	Katalogové číslo
Detergent Lipsol	2 x 5 l	S040023